



RING Folding Pessaries

For uterine prolapse (Stage I and Stage II)

AVAILABLE MODELS

RING without SUPPORT	RING with SUPPORT
REF MXPER (Pessary Only)	REF MXPRS (Pessary Only)
MXPER (Pessary, TRIMO-SAN™, Jel Jector)	MXPRS (Pessary, TRIMO-SAN™, Jel Jector)
RING with KNOB without Support	RING with KNOB with SUPPORT
REF MXPKR (Pessary Only)	REF MXPRSK (Pessary Only)
MXPKR (Pessary, TRIMO-SAN™, Jel Jector)	MXPRSK (Pessary, TRIMO-SAN™, Jel Jector)

Single-Patient Use Rx Only

Wash pessary with mild soap and thoroughly rinse prior to initial use.

DESCRIPTION

The Milex® RING Pessary is a medical device made from silicone that is inserted into the vagina to function as a supportive structure of the uterus, bladder and/or rectum.

WARNINGS

- Sizes 11 through 13 contain a wire coil - remove before X-ray or MRI.
- Do not leave pessaries in place for long periods of time, as serious complications can occur which may require surgical intervention.
- Do not use these pessaries on a patient with a known silicone allergy.

CooperSurgical

38588-CR • Rev. A • 04/21

• Chemicals in various vaginal preparations can interact with the pessary material, resulting in discoloration or deterioration of the pessary. TRIMO-SAN™ does not interact with the pessary material. Use only TRIMO-SAN. Other materials have not been tested for compatibility.

INDICATIONS FOR USE

- The RING without SUPPORT pessary is indicated for support in Stage I and Stage II prolapse.
- The RING with SUPPORT pessary is indicated for support in Stage I and Stage II prolapse complicated by a mild cystocele.
- The RING with KNOB pessary, without SUPPORT is indicated for stress urinary incontinence complicated by Stage I or Stage II uterine prolapse.
- The RING with KNOB with SUPPORT pessary is indicated for stress urinary incontinence complicated by Stage I or Stage II uterine prolapse and mild cystocele.

CONTRAINDICATIONS

- The presence of pelvic infections or lacerations
- A noncompliant patient
- Endometriosis
- Pregnant patient

RECOMMENDED CLEANING INSTRUCTIONS*

- Prepare a cleaning solution by mixing a mild soap with tap water using the soap manufacturer's recommended concentration. Prepare this solution in a container large enough to fully submerge the device.
- Soak and Scrub
 - Soak the device in the container of prepared soap solution for a minimum of 5 minutes.
 - Following the 5-minute soak period, scrub the device for a minimum of 15 seconds with a soft-bristled brush, such as a tooth brush and/or pipe brush. Scrub device below water line to prevent aerosolization of contaminants.
 - Following scrub, inspect device for visible soil residue.
- Rinse
 - Remove the device from the soap solution and thoroughly rinse under flowing tap water for a minimum of 30 seconds.
 - Allow the device to dry.

TRIMO-SAN is available at the prescription counter of your pharmacy. A prescription is required.

REPORT ANY OF THE FOLLOWING SYMPTOMS TO YOUR PHYSICIAN

- Any difficulty in urinating
- Any discomfort
- Any changes in the color or consistency of vaginal discharge
- Any increase in the amount of vaginal discharge or vaginal bleeding
- Any foul odor associated with vaginal discharge
- Vaginal itching
- If the pessary falls out

For medical emergencies and for all medically related advice, consult your healthcare professional.

FOR THE PHYSICIAN / HEALTHCARE PROFESSIONAL

Review these instructions with the patient to establish use regimen.

INSTRUCTIONS

- Wear dry gloves. When necessary, lubricate only the entering end of the pessary with TRIMO-SAN. Hold as illustrated in Figure 1.
- The pessary is folded along the axis of the bigger outer holes (or the inner notches for the RING without SUPPORT) by bringing




Figure 1




Figure 2



Figure 3

the small round holes together. The KNOB will be at the top of the arch (see Figure 2). The arch formed points downward as shown with the RING pessary.

- Direct the pessary past the cervix into the posterior fornix. Allow the pessary to open again into the ring shape after passing the introitus.
- The index finger is inserted deep into the vagina to turn the pessary approximately 90° so that the KNOB is resting behind the symphysis pubis (see Figure 3). The RING pessaries in this position cannot be folded and pushed out.

- Ask the patient to sit, and bear down slightly. If there is no leakage, and the patient is comfortable with the pessary in position, have her empty her bladder. A properly fitted pessary takes up slack in redundant tissue, holding the uterus higher in the vagina.
- If the patient can void without difficulty, and the pessary remains in position upon re-examination, and the patient is comfortable with the pessary in place, this is a good indication that the correct size may have been selected. Patient experience may vary.

Note: If the patient is unable to urinate with the pessary in position, remove it and fit her with the next smaller size. Repeat as necessary.

- Examine the patient while she is in the standing position to ensure the pessary has not shifted position. The patient should not feel the pessary once it is in position. The pessary should not be too loose as it may turn or be expelled and it should not be too tight as it may cause discomfort.
- The healthcare professional should be able to sweep one finger between the pessary and the vaginal wall. If there is not enough space to do this, the next smaller size should be tried. If excessive space exists, the pessary will not be effective and may rotate or even be expelled.

- It is sometimes necessary to re-fit the patient with a different size or type of pessary after a period of time. Do not assume that a replacement will always be the same size as the previous one. Check the fitting to ensure continued patient comfort and relief of symptoms. The useful life of a pessary is limited. Examine frequently for signs of deterioration (such as cracks or breaks in silicone outer surface). A pessary should be replaced if damaged.

- Ulcerations and erosions frequently occur in cases of complete prolapse due to irritation of the exteriorized cervix or vaginal wall. Whenever possible, reducing the mass and treating the irritation are primary steps

before using a pessary. Prolapse reduction may resolve cervical vaginal irritation. Verification of cervical cytology (pap) and or biopsy as clinically indicated.

- During each visit, the vagina should be carefully inspected for evidence of pressure or allergic reaction. The patient should be questioned concerning douching, discharge, disturbance of bowel function or urination. It may be necessary to fit another size or an entirely different type of pessary.
- At the physician's discretion, the patient can be instructed in the proper removal, cleaning and reinsertion techniques for her own pessary. This process can be performed nightly or even weekly by the patient under ideal circumstances.

TO REMOVE

- Use one finger to depress the perineum. Turn the pessary until the notches face the introitus. Fold the pessary and gently ease it out.

RECOMMENDED FOLLOW-UP

- Have patient return within 24 hours for first examination.
- Have patient return for second examination within 3 days.
- Have patient return for examination every few months.

Note: The above schedule of follow-up examinations may be altered to fit the needs of the individual patient at the discretion of the healthcare provider.

EXPLANATION OF SYMBOLS

REF Reorder number

LOT Batch code

Date of manufacture

Use-by date

Consult instructions for use

Not made with natural rubber latex

Rx Only CAUTION: U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician

Manufacturer

TRIMO-SAN™ is a trademark of CooperSurgical, Inc. Milex® and CooperSurgical are registered trademarks of CooperSurgical, Inc.

© 2021 CooperSurgical, Inc.

CoperSurgical

Made in Costa Rica

EXPLICACIÓN DE SÍMBOLOS

REF Número para nuevo pedido

LOT Código de lote

Fecha de fabricación

Fecha de caducidad

Consultar las instrucciones de uso

No está fabricado con látex de caucho natural

Rx Only PRECAUCIÓN: Las leyes federales de EE. UU. limitan la venta de este dispositivo a médicos o por prescripción médica.

Fabricante

TRIMO-SAN™ es una marca comercial de CooperSurgical, Inc. Milex® y CooperSurgical son marcas comerciales registradas de CooperSurgical, Inc.

• Las sustancias químicas contenidas en diferentes preparados vaginales pueden interactuar con el material del pessario y provocar una decoloración o deterioro de este último. TRIMO-SAN™ no interactúa con el material del pessario. Utilice exclusivamente TRIMO-SAN. No se ha comprobado la compatibilidad con otros materiales.

INDICACIONES DE USO

- El pessario de ANILLO sin SOPORTE está indicado para sostener un prolapse de estadio I o II.
- El pessario con SOPORTE está indicado para sostener prolapsos de estadio I o II que se hayan complicado con un cistocele leve.
- El pessario de ANILLO con BOTÓN y sin SOPORTE está indicado para incontinencias urinarias de esfuerzo que se han complicado con un prolapo uterino de estadio I o II.
- El pessario de ANILLO con BOTÓN y con SOPORTE está indicado para incontinencias urinarias de esfuerzo que se han complicado con un prolapo uterino de estadio I o II o con un cistocele leve.

CONTRAINDICACIONES

- Presencia de infecciones o laceraciones pélvicas
- Pacientes que no cumplen las condiciones necesarias
- Endometriosis
- Pacientes embarazadas

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA RECOMENDADAS *

- Prepare una solución de limpieza mezclando un jabón suave con agua del grifo usando la concentración recomendada por el fabricante del jabón. Prepare esta solución en un contenedor con capacidad suficiente para sumergir completamente el dispositivo.
- Remojar y fregar
 - Remoje el dispositivo en el contenedor de la solución de jabón preparada durante un mínimo de 5 minutos.
 - Pasados los 5 minutos a remojo, friegue el dispositivo durante un mínimo de 15 segundos con un cepillo de cerdas suaves, como por ejemplo un cepillo de dientes y/o un cepillo para pipas. Friegue el dispositivo bajo el agua para evitar la suspensión de sustancias contaminantes.
 - Después de fregar, inspeccione que no queden residuos de suciedad en el dispositivo.
- Aclarar
 - Saque el dispositivo de la solución de jabón y aclare abundantemente bajo el chorro del agua del grifo durante un mínimo de 30 segundos.
 - Deje secar el dispositivo.

INSTRUCCIONES DE USO PARA LA PACIENTE

PRECAUCIÓN

A MENOS QUE SE INDIQUE DE OTRO MODO, COOPERSURGICAL RECOMIENDA QUE LAS OPERACIONES DE INSERCIÓN Y RETIRADA DEL PESSARIO CORRAN A CARGO DE UN MÉDICO O DE OTRO PROFESIONAL SANITARIO.

- Para garantizar que su problema se soluciona adecuadamente, el profesional sanitario necesita su plena colaboración.
- Asimismo, es crucial que el profesional sanitario realice revisiones periódicas de su vagina para ver si existen indicios de presión o de reacciones alérgicas.
- El médico encargado del tratamiento puede considerar apropiado alargar gradualmente la frecuencia con la que se realizan tales revisiones.
- Es importante evaluar los efectos del gel vaginal TRIMO-SAN.

TRIMO-SAN está disponible con receta en su farmacia. Es necesario presentar una receta.

SI EXPERIMENTA CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS, INFÓRMASE A SU MÉDICO:

- Dificultad para orinar
- Malestar o molestias de cualquier tipo
- Cambios en el color o la consistencia del flujo vaginal
- Aumento de la cantidad de flujo o de sangrado vaginal
- Olor desagradable asociado al flujo vaginal
- Prurito vaginal
- Salida del pessario

Para urgencias médicas y cualquier consejo de tipo médico, consulte a su profesional sanitario.

INFORMACIÓN PARA EL MÉDICO / PROFESIONAL SANITARIO

Repase estas instrucciones con la paciente para establecer la pauta de uso.

INSTRUCCIONES

- Lleve guantes secos. En caso necesario, lubrique únicamente el extremo de inserción del pessario con TRIMO-SAN. Sostenga el dispositivo tal como se muestra en la figura 1.
- Plegue el pessario a lo largo del eje de los orificios externos más



Figura 1




Figura 2



Figura 3

grandes (o de las muescas internas del pessario de ANILLO sin SOPORTE) haciendo coincidir los orificios redondos pequeños. El BOTÓN se encuentra en la parte superior del arco (consulte la figura 2). El arco formado apunta hacia abajo, tal como se muestra en la figura del pessario de ANILLO.

- Conduzca el pessario hasta más allá del cuello uterino e insértelo en la cúpula vaginal posterior. Deje que el pessario seabra de nuevo en forma de anillo una vez traspasado el orificio vaginal.

- Introduzca el dedo índice en la vagina para girar el pessario aproximadamente 90° de manera que el BOTÓN quede apoyado detrás de la síntesis pública (consulte la figura 3). Los pessarios de ANILLO no pueden plegarse ni extraerse en esta posición.

- Pídale a la paciente que se siente, se ponga de pie y se incline un poco. Si no produce ninguna fuga y la paciente se siente cómoda con el pessario colocado, pídale que vacíe la vejiga. Un pessario correctamente colocado corrige la relajación en los tejidos redundantes y mantiene el útero en una posición más alta dentro de la vagina.

- Si la paciente puede evacuar sin dificultad, el pessario permanece en su posición en la revisión siguiente y la paciente se siente cómoda con el dispositivo colocado, significa que se ha seleccionado el tamaño adecuado. Las experiencias varían de una paciente a otra.

Nota: Si la paciente es incapaz



Pessaires ANNEAUX pliables

Pour les prolapsus utérins (stades I et II)

MODÈLES DISPONIBLES

ANNEAU sans SUPPORT	ANNEAU avec SUPPORT
REF MXPER (Pessaire uniquement)	REF MXPRESS (Pessaire uniquement)
MXKPER (Pessaire, TRIMO-SAN™, Jel Jector)	MXKPRS (Pessaire, TRIMO-SAN™, Jel Jector)

ANNEAU avec BOUTON san SUPPORT	ANNEAU avec BOUTON et SUPPORT
REF MXPBK (Pessaire uniquement)	REF MXPBRS (Pessaire uniquement)
MXKPER (Pessaire, TRIMO-SAN™, Jel Jector)	MXKPRS (Pessaire, TRIMO-SAN™, Jel Jector)

Utilisation à usage unique (une seule patiente) Rx Only

Avant sa première utilisation, laver le pessaire avec un savon doux et le rincer abondamment.

DESCRIPTION

Le pessaire ANNEAU Milex® est un dispositif médical en silicone à insérer dans le vagin pour soutenir l'utérus, la vessie et/ou le rectum.

MISES EN GARDE

- Les tailles 11 à 13 contiennent une bobine de fil à retirer avant toute radio ou IRM.
- Ne pas laisser en place les pessaires pendant de longues périodes, car il existe un risque de complications graves pouvant nécessiter une intervention chirurgicale.
- Ne pas utiliser ces pessaires sur une patiente allergique au silicone.

CooperSurgical

SV



RING vikbara livmoderringar

För livmoderframfall (första eller andra graden)

TILLGÄNGLIGA MODELLER

RING utan MEMBRAN	RING med MEMBRAN
REF MXPER (Endast livmodering)	REF MXPRESS (Endast livmodering)
MXKPER (Livmodering, TRIMO-SAN™, Jel Jector)	MXKPRS (Livmodering, TRIMO-SAN™, Jel Jector)

RING med KNOPPP och MEMBRAN	RING med KNOPPP och MEMBRAN
REF MXPBK (Endast livmodering)	REF MXPBRS (Endast livmodering)
MXKPER (Livmodering, TRIMO-SAN™, Jel Jector)	MXKPRS (Livmodering, TRIMO-SAN™, Jel Jector)

Ska endast användas av en och samma patient Rx Only

Rengör livmoderringen med mild tvål och skölj noga innan den används för första gången.

BESKRIVNING

Milex® RING livmoderring är en medicintecknisk produkt tillverkad i silikon som förs i sidan som stöd åt livmodern, urinblåsan och ändtarmen.

VARNINGAR

- Storklar 11 till 13 innehåller en trådspole – avlägsna före röntgen eller magnetisk resonanstomografi.
- Använd inte en livmoderring under längre tid, då det kan uppstå allvarliga komplikationer som kan kräva kirurgiskt ingrepp.
- Patienter som har en känd allergi mot silikon ska inte använda dessa livmoderringar.

CooperSurgical

شرح الرموز

رقم إعادة الترتيب **REF**

رمز الدفع **LOT**

عين صنعتها خبرات **WV**

تاريخ الصلاحية **EXPI**

ارجع إلى تعليمات الاستخدام **INSTR**

تم الإنتاج بدون استخدام مادة ثانية مطاطية طبيعية **NATRUE**

بيانه يقتضي **Rx Only**

الشركة المصنعة **MANUFACTURER**

CooperSurgical, Inc. هي علامة تجارية لشركة TRIMO-SAN™ مما علّمها تعاون تشاركي بين CooperSurgical و Milex® CooperSurgical, Inc

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU PESSAIRE DESTINÉES À LA PATIENTE

IMPORTANT

COOPERSURGICAL CONSEILLE LA MISE EN PLACE ET LE RETRAIT DES PESSAIRES PAR LE MÉDECIN OU TOUT AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ, SAUF INSTRUCTIONS CONTRAIRES.

- Le pessaire ANNEAU sans SUPPORT est indiqué pour soutenir les prolapsus de stades I et II.
- Le pessaire ANNEAU avec SUPPORT est indiqué pour soutenir les prolapsus de stades I et II compliqués d'une cystocèle modérée.
- Le pessaire ANNEAU avec BOUTON et sans SUPPORT est indiqué pour l'incontinence urinaire d'effort compliquée d'un prolapsus utérin de stades I et II.
- Le pessaire ANNEAU avec BOUTON et SUPPORT est indiqué pour l'incontinence urinaire d'effort compliquée d'un prolapsus utérin de stade I ou II et d'une cystocèle modérée.

• Les substances chimiques présentes dans diverses préparations vaginales peuvent interagir avec le matériau du pessaire et entraîner sa décoloration ou sa déterioration. Le TRIMO-SAN™ n'interagit pas avec le matériau du pessaire. Utiliser exclusivement du TRIMO-SAN.

La compatibilité des autres matériaux n'a pas été testée.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

- Le pessaire ANNEAU sans SUPPORT est indiqué pour soutenir les prolapsus de stades I et II.
- Le pessaire ANNEAU avec SUPPORT est indiqué pour soutenir les prolapsus de stades I et II et compliqués d'une cystocèle modérée.
- Le pessaire ANNEAU avec BOUTON et sans SUPPORT est indiqué pour l'incontinence urinaire d'effort compliquée d'un prolapsus utérin de stades I et II.
- Le pessaire ANNEAU avec BOUTON et SUPPORT est indiqué pour l'incontinence urinaire d'effort compliquée d'un prolapsus utérin de stade I ou II et d'une cystocèle modérée.

CONTRE-INDICATIONS

- Présence d'infections pelviennes ou de lésions
- Patiente non-complaisante
- Endométriose
- Grossesse

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE*

- Préparer une solution de nettoyage en mélangeant un savon doux à de l'eau du robinet, en respectant les consignes de concentration du fabricant du savon. Préparer cette solution dans un récipient assez grand pour pouvoir immerger complètement le dispositif.
- Laissez tremper et frotter.
 - Laisser tremper le dispositif dans le récipient de solution de nettoyage pendant au moins 5 minutes.
 - Après la période de trempage de 5 minutes, frotter le dispositif pendant au moins 15 secondes avec une brosse à poils doux, telle qu'une brosse à dents et/ou une brosse à tube. Frotter le dispositif dans l'eau pour éviter la désémination des contaminants dans l'air.
 - Après avoir frotté, vérifier visuellement l'absence de résidus de saletés sur le dispositif.
- Rincer
 - Retirer le dispositif de la solution de nettoyage et le rincer abondamment sous l'eau courante, pendant au moins 30 secondes.
 - Laisser sécher le dispositif.

* Pour les urgences médicales et pour tout avis médical, consulter votre professionnel de santé.

POUR LE MÉDECIN / LE PROFESSIONNEL DE SANTÉ

Passer ces instructions en revue avec la patiente pour établir le mode d'utilisation.

AVERTISSEMENTS

Difficultés pour uriner

Gêne

Modification de la couleur ou de la consistance des pertes vaginales

Augmentation de la quantité de pertes vaginales ou des saignements vaginaux

Pertes vaginales malodorantes

Démagénisations au niveau du vagin

Sortie du pessaire

Porter des gants secs. Si nécessaire, lubrifier uniquement l'extrémité d'insertion du pessaire avec du TRIMO-SAN. Tenir le dispositif comme illustré par la Figure 1.

Placer le pessaire le long de l'axe qui porte les orifices extérieurs les plus grands (ou les encoches intérieures pour l'ANNEAU sans SUPPORT) en faisant coïncider les petits trous ronds. Le BOUTON se trouve au sommet de l'arc (voir Figure 2). L'arc pointe vers le bas, comme illustré avec le pessaire ANNEAU.

Amener le pessaire au-delà du col utérin jusqu'à dans le cul-de-sac vaginal postérieur. Laisser le pessaire reprendre sa forme d'anneau après le passage de l'entrée du vagin.

Insérer l'index loin dans le vagin pour faire tourner le pessaire sur environ 90°, afin que le BOUTON repose derrière la symphys pubienne (voir Figure 3). Dans cette position, les pessaires ANNEAU ne peuvent pas être pliés et évacués.

Demandez à la patiente de se s'asseoir, de se lever et de pousser légèrement. S'il n'y a pas de fuite et si la patiente ne ressent pas d'inconfort avec le pessaire installé, lui demander de vider sa vessie. Un pessaire correctement installé corrige le relâchement des tissus superficiels et remonte l'utérus dans le vagin.

Si la patiente peut vider sa vessie sans difficulté et que le pessaire reste en place après réexamen, et si la patiente ne ressent pas d'inconfort dû au pessaire, cela indique que la bonne taille a été sélectionnée. La sensation peut varier selon les patientes.

Remarque : Si la patiente est incapable d'uriner une fois que le pessaire installé, le retirer et installer un pessaire de la taille inférieure. Répéter la procédure.

Examiner la patiente quand elle est debout pour s'assurer que le pessaire n'a pas bougé. Une fois qu'il est en place, la patiente ne doit pas sentir le pessaire. Le pessaire ne doit pas être trop lâche car il pourrait tourner ou être expulsé, et il ne doit pas être trop serré pour ne pas causer d'inconfort.

Le professionnel de santé doit pouvoir passer un doigt entre le pessaire et les parois du vagin. Si l'espace est trop grand, le pessaire sera inefficace et peut tourner et même être expulsé.




Figure 1



Figure 2



Figure 3

INSTRUCTIONS

- Porter des gants secs. Si nécessaire, lubrifier uniquement l'extrémité d'insertion du pessaire avec du TRIMO-SAN. Tenir le dispositif comme illustré par la Figure 1.

- Plier le pessaire le long de l'axe qui porte les orifices extérieurs les plus grands (ou les encoches intérieures pour l'ANNEAU sans SUPPORT) en faisant coïncider les petits trous ronds. Le BOUTON se trouve au sommet de l'arc (voir Figure 2). L'arc pointe vers le bas, comme illustré avec le pessaire ANNEAU.

- Amener le pessaire au-delà du col utérin jusqu'à dans le cul-de-sac vaginal postérieur. Laisser le pessaire reprendre sa forme d'anneau après le passage de l'entrée du vagin.

- Insérer l'index loin dans le vagin pour faire tourner le pessaire sur environ 90°, afin que le BOUTON repose derrière la symphys pubienne (voir Figure 3). Dans cette position, les pessaires ANNEAU ne peuvent pas être pliés et évacués.

- Demandez à la patiente de se s'asseoir, de se lever et de pousser légèrement. S'il n'y a pas de fuite et si la patiente ne ressent pas d'inconfort avec le pessaire installé, lui demander de vider sa vessie. Un pessaire correctement installé corrige le relâchement des tissus superficiels et remonte l'utérus dans le vagin.

- Si la patiente peut vider sa vessie sans difficulté et que le pessaire reste en place après réexamen, et si la patiente ne ressent pas d'inconfort dû au pessaire, cela indique que la bonne taille a été sélectionnée. La sensation peut varier selon les patientes.

Remarque : Si la patiente est incapable d'uriner une fois que le pessaire installé, le retirer et installer un pessaire de la taille inférieure. Répéter la procédure.

Examiner la patiente quand elle est debout pour s'assurer que le pessaire n'a pas bougé. Une fois qu'il est en place, la patiente ne doit pas sentir le pessaire. Le pessaire ne doit pas être trop lâche car il pourrait tourner ou être expulsé, et il ne doit pas être trop serré pour ne pas causer d'inconfort.

Le professionnel de santé doit pouvoir passer un doigt entre le pessaire et les parois du vagin. Si l'espace est trop grand, le pessaire sera inefficace et peut tourner et même être expulsé.

RETRAIT

- Utiliser un doigt pour appuyer sur le périnée. Tourner le pessaire jusqu'à ce que les encoches soient face à l'entrée du vagin. Plier le pessaire et le sortir délicatement.

SUIVI RECOMMANDÉ

- Demandez à la patiente de revenir dans les 24 heures pour un premier examen.
- Demandez à la patiente de revenir dans les 3 jours pour un deuxième examen.
- Demandez à la patiente de revenir régulièrement pour des examens espacés de quelques mois.

Remarque : La planification des examens de suivi peut être modifiée à la discréption du professionnel de santé, en fonction des besoins de la patiente.

EXPLICATION DES SYMBOLES

REF Numéro de référence

LOT Code du lot

WV Date de fabrication

EP Date de péremption

<p